

PROMOCION DE FIN DE AÑO 2010

10 % DE DESCUENTO

En la compra de 4 pipetas marca GILSON

Arma tu kit con 4 pipetas sueltas o compra cualquiera de nuestros kits estándar de 3 pipetas y adiciona otra pipeta.

Aplica para cualquiera de la siguientes líneas de pipetas Pipetman P, Pipetman Neo, Pipetman Ultra.

Las pipetas multicanal Pipetman Neo o Pipetman Ultra cuentan como si fueran 2 pipetas para efectos de esta promoción

Vigencia: Pedidos confirmados hasta el 31 de Diciembre de 2010

El descuento se aplica directo al precio de lista adjunto.

Precios + 16% I.V.A.



ventas@dinelab.com



www.dinelab.com



55 5550-5065



55 5550-5067

Pipetman P

Estándar de robustez

Diseñadas para durar hechas con acero inoxidable y PVDF (un plástico con una resistencia muy elevada ante ataques químicos).

Estándar de exactitud y precisión

Tecnología exclusiva "sello seco" que evita utilizar grasa para obtener una estanqueidad del aire adecuada y garantiza su rendimiento a largo plazo.

Cuerpo grueso (mango en PVDF) que minimiza el afecto de calentamiento de la mano durante el pipeteo

Control de calidad riguroso - cada pistón se comprueba con el microscopio



Mantenimiento fácil

Para mantener la Pipetman P en condiciones óptimas solo tiene que hacer una limpieza rutinaria. **NO REQUIERE DE GRASA O LUBRICANTE QUE CAUSAN CONTAMINACION.**

Los componentes que pueden entrar en contacto con el líquido son fáciles de limpiar y reemplazar.

El porta puntas y expulsor de puntas se pueden esterilizar en autoclave.



| Modelo | Rango (ul) | No. Catálogo | Precio M.N. + I.V.A |
|--------|-------------|--------------|---------------------|
| P2 | 0.1 a 2 | F144801 | \$ 4,092.00 |
| P10 | 0.5 a 10 | F144802 | \$ 4,092.00 |
| P20 | 2 a 20 | F123600 | \$ 3,394.00 |
| P100 | 20 a 100 | F123615 | \$ 3,394.00 |
| P200 | 50 a 200 | F123601 | \$ 3,394.00 |
| P1000 | 200 a 1000 | F123602 | \$ 3,394.00 |
| P5000 | 1000 a 5000 | F123603 | \$ 4,092.00 |
| P10 ml | 1 a 10 ml | F161201 | \$ 4,092.00 |

Kits de pipetas Pipetman P

Todo para empezar en una sola caja, cada kit incluye dos o tres pipetas Pipetman P más las puntas Diamante de calidad certificada y los accesorios útiles como los soportes para una pipeta

| Modelo | No. Catálogo | Pipetas incluidas | Puntas incluidas | Accesorios | Precio M.N. + I.V.A |
|------------------|--------------|--------------------|--|--|---------------------|
| Micro Volume Kit | F167500 | P2 + P10 + P100 | DFL10ST + DF100ST | 3 soportes individuales + 10 coloris + 1 guía de pipeteo | \$ 11,216.00 |
| Starter Kit | F167300 | P20 + P200 + P1000 | D200 + D1000 | 3 soportes individuales + 10 coloris + 1 guía de pipeteo | \$ 9,846.00 |
| Macro Volume Kit | F167400 | P5000 + P10ML | 5 puntas D5000 + 2 puntas D10ML, sin gradillas | 2 x 10 filtros de protección para P5000 y P10ML | \$ 6,744.00 |



Pipetman Neo

La referencia en pipeteado con la fuerza de pipeteo reducida

Pipetman Neo es una evolución de la Pipetman P clásica que nace como una solución a la tendinitis asociada al pipeteo, reduciendo la fuerza de pipeteado hasta en un 50%

Pipetman Neo muestra un confort diferente con un rango completo de modelos, con la misma legendaria robustez, exactitud y precisión que la Pipetman P, seis modelos monocanales cubren un rango de volúmenes entre 0.2 y 1000 microlitros, además incorpora 4 modelos multicanal de 8 y 12 canales de 20 y 300 microlitros

Pipetman Neo Monocanal

| Modelo | Rango (ul) | No. Catálogo | Precio M.N. + I.V.A |
|--------|------------|--------------|---------------------|
| P2N | 0.2 a 2 | F144561 | \$ 4,092.00 |
| P10N | 1 a 5 | F144562 | \$ 4,092.00 |
| P20N | 2 a 20 | F144563 | \$ 3,394.00 |
| P100N | 10 a 100 | F144564 | \$ 3,394.00 |
| P200N | 50 a 200 | F144565 | \$ 3,394.00 |
| P1000N | 100 a 1000 | F144566 | \$ 3,394.00 |

Pipetman Neo Multicanal

| Modelo | Rango (ul) | No. Catálogo | Precio M.N. + I.V.A |
|----------|------------|--------------|---------------------|
| P8x20N | 2 a 20 | F14401 | \$ 9,666.00 |
| P12x20N | 2 a 20 | F14402 | \$ 11,688.00 |
| P8x200N | 20 a 200 | F14403 | \$ 9,666.00 |
| P12x200N | 20 a 200 | F14404 | \$ 11,688.00 |



Kits de pipetas Pipetman Neo

Todo para empezar en una sola caja, cada kit incluye tres pipetas Pipetman Neo más las puntas Diamante de calidad certificada y los accesorios útiles como los soportes para una pipeta

| Modelo | No. Catálogo | Pipetas incluidas | Puntas incluidas | Accesorios | Precio M.N. + I.V.A |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|--|---------------------|
| Neo Starter Kit | F167700 | P20N + P200N + P1000N | D200 + D1000 | 3 soportes individuales + 3 Jimmys + 1 guía de pipeteo | \$ 9,846.00 |
| Neo PCR Kit | F167600 | P10N + P100N + P1000N | DFL10ST + DF1100ST + DF1000ST | 3 soportes individuales + 3 Jimmys + 1 guía de pipeteo | \$ 11,216.00 |



Pipetman Ultra

Pipeteo avanzado al alcance de su mano

Pipetman Ultra es una pipeta mecánica con pantalla de cristal líquido que brinda una lectura fácil y elimina el error de paralaje a la hora de ajustar el volumen.

Comodidad Ultra para el uso diario

Su diseño ergonómico se ajusta con naturalidad a su mano y requiere un menor esfuerzo de uso.

Selección rápida de volumen, se necesitan solo diez vueltas para cambiar desde el volumen mínimo al volumen máximo.

Botón de expulsor de puntas ajustable de tres posiciones, que se puede configurar para usuarios diestros y zurdos y que requiere menos fuerza para expulsar las puntas

Ajuste de volumen con seguro que evita que el volumen seleccionado se mueva accidentalmente.

Sistema de conteo de ciclos de pipeteo para control de calidad y mantenimiento.

Pipetman Ultra Monocanal

| Modelo | Rango (ul) | No. Catálogo | Precio M.N. + I.V.A |
|--------|-------------|--------------|---------------------|
| U2 | 0.2 a 2 | F21021 | \$ 4,654.00 |
| U10 | 1 a 10 | F21022 | \$ 4,654.00 |
| U20 | 2 a 20 | F21023 | \$ 3,866.00 |
| U100 | 20 a 100 | F21024 | \$ 3,866.00 |
| U200 | 20 a 200 | F21025 | \$ 3,866.00 |
| U1000 | 200 a 1000 | F21026 | \$ 3,866.00 |
| U5000 | 1000 a 5000 | F21027 | \$ 4,654.00 |
| U10mL | 1 a 10 mL | F21028 | \$ 4,654.00 |



| Modelo | Rango (ul) | No. Catálogo | Precio M.N. + I.V.A |
|---------|------------|--------------|---------------------|
| U8x20 | 1 a 20 | F21040 | \$ 12,362.00 |
| U12x20 | 1 a 20 | F21041 | \$ 13,486.00 |
| U8x300 | 20 a 300 | F21042 | \$ 12,362.00 |
| U12x300 | 20 a 300 | F21043 | \$ 13,486.00 |



Ultra resistencia química: La pipeta U5000 y U10mL cuentan con pistones de teflón en lugar de acero inoxidable lo que les proporciona una gran compatibilidad y resistencia a la corrosión generada por vapores corrosivos que se general al pipetear líquidos muy volátiles.

Ultra fácil calibración: Toda la gama de pipetas Pipetman Ultra vienen con instructivo y herramienta de calibración, lo que permite que el usuario pueda efectuar sus propias verificaciones y en su caso ajustes de la calibración.

